

Гипс медицинский ТМ «САМАРАГИПС» по ТУ 5744-013-21151476-2014 марки Г-18 высокопрочный



Область применения

Изготовление временных протезов муляжных слепков и иммобилизирующих повязок.

Технические характеристики

Производится по ТУ 5744-013-21151476-2014 Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 15 июля 2015 года № РЗН 2015/2823

Марка вяжущего, не менее	18 МПа	
Стандартная консистенция (нормальная густота) %	не более 39	
Степень помола, (максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,22 мм) % не более	1	
Предел прочности в возрасте 2 час, МПа/кг/см ²	изгиб, не менее	6/60



ООО «КС» — «атлант»
монолитного строительства

**ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

	сжатие, не менее	18/180 МПа
Сроки схватывания, мин. начало, не ранее конец, не позднее		4,5 20
Содержание металлопримесей в 1 кг вяжущего, мг не более		10

Порядок работ

Продукт смешивается с водой в чистой емкости по принципу – гипс в воду. Количество воды определяется согласно информации на упаковке, исходя из количества затворяемого гипса. Далее материал перемешивается до однородной массы.
Нейтральность, рН - 6:7

Упаковка и маркировка

Гипс медицинский высокопрочный упакован в трехслойные мешки из микрокрепированной бумаги с одним слоем целлофана внутри и уложен на деревянные поддоны в мешках по 20 кг.

- Вес мешка – 20 кг
- Размер мешка – 42x40x11 см
- Количество мешков на поддоне - 64
- Размер поддона 1000x1200 мм, вес – 1,28 т

Гарантийный срок хранения

18 месяцев с даты отгрузки в неповрежденной заводской упаковке.

Одобрено Стоматологической Ассоциацией России